




Scheda tecnica REF 77.61.83

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.61.83	tappo in silicone p 77.61.80	
Unità	cf./10	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826450311
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-172
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,006	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		