




## Scheda tecnica REF 77.61.85

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |                                |                |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Codice  | 77.61.85                            | cambiare asta 15cm p trocar    |                |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale                | 90189084       |
| GMDN  | 60909                               | GTIN                           | 04046826450083 |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDD)                          | UMDNS-Code                     | 15-260         |
| Classe  | 6 (EU MDD)                          | Base UDI-DI                    |                |
| Peso netto (kg)   | 0,004                               | Istruzioni d'uso               |                |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione | MPK01          |
| Codice CND  |                                     |                                |                |
| N° di repertorio  |                                     |                                |                |
|  |                                     |                                |                |
| Medicon media   |                                     |                                |                |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata           |                |
|   |                                     |                                |                |
| Misura  | 15cm                                | Rivestimento                   |                |
| Condizioni di conservazione   |                                     |                                |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                       |                                     |                                |                |
| Materiali   |                                     |                                |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                |                |
| Corpo   | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)            |                                |                |