






Scheda tecnica REF 77.67.41

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.67.41	meniscotomo retto3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35138	GTIN	04046826155544
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-248
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,058	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0102		
N° di repertorio	419490		
 			
Medicon media	451.02.11 (prospetto strum p artroscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	3mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4116 (X50CrMoV15) 1.4021 (X20Cr13)		