



Scheda tecnica REF 77.67.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.67.80	uncino da esplorazione gradazione/graduato 2.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35948	GTIN	04046826155605
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-996
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,058	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	420650		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	2.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		