





## Scheda tecnica REF 77.84.55

20.02.2026

| Dati generali   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
| Codice  | 77.84.55                                  | Punzone a uncino senza Pala verso l'alto curva Ø 3.4mm 15° |                         |
| Unità   | pz.                                       | Numero doganale  | 90189084                |
| GMDN  | 35732                                     | GTIN   | 04046826156749          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                               | UMDNS-Code   | 16-269                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                                | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg)   | 0,045                                     | Istruzioni d'uso   | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione                             |                         |
| Codice CND  | L9099                                     |  |                         |
| N° di repertorio  | 361951                                    |  |                         |
|     |   |  |                         |
| Medicon media   | 451.02.11 (prospetto strum p artroscopia) |  |                         |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata                                       |                         |
|    |   |  |                         |
| Misura  | Ø 3.4mm 15°                               | Rivestimento   |                         |
| Condizioni di conservazione   |   |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |  |                         |
| Materiali   |   |  |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)       |  |                         |
| Corpo   | 1.4034 (X46Cr13)                          |  |                         |
| Vite  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                      |  |                         |
| Manico  | 1.4021 (X20Cr13)                          |  |                         |
| Altro   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                      |  |                         |