






Scheda tecnica REF 77.89.17

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Codice | 77.89.17 | Duck Bill rongeur sinistra curva Ø 2.8mm 45° | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35732 | GTIN | 04046826394158 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-269 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg) | 0,060 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L9099 | | |
| N° di repertorio | 361989 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 451.02.11 (prospetto strum p artroscopia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | Ø 2.8mm 45° | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4034 (X46Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Manico | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Altro | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |