




Scheda tecnica REF 77.92.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.92.35	Big Bill rongeur sinistra rettoØ 3.4mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35732	GTIN	04046826157210
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-269
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,085	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	362056		
 			
Medicon media	451.02.11 (prospetto strum p artroscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 3.4mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		