



Scheda tecnica REF 77.93.55

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.93.55	Big Bill rongeur angolata verso l'alto verso l'alto curva Ø 3.4mm 15° 15°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35732	GTIN	04046826394677
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-269
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,071	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	362069		
 			
Medicon media	451.02.11 (prospetto strum p artroscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	Ø 3.4mm 15° 15°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		