







Scheda tecnica REF 78.10.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	78.10.11	Caroll pinza da presa per tendini 11cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826157463
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L091305		
N° di repertorio	277902		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	11cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		