








## Scheda tecnica REF 78.10.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	78.10.25	Brand morsetto del tendine tunnell retto25cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826157494
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,074	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L091305		
N° di repertorio	277905		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	25cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		