








Scheda tecnica REF 78.12.13

20.02.2026

Dati generali			
Codice	78.12.13	Steinmann Pinza per tendini11.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826157531
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,021	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091305		
N° di repertorio	277910		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	11.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		