








## Scheda tecnica REF 78.12.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	78.12.16	morsetto interlacciato tendineo retto 15cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826157555
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L091305		
N° di repertorio	277912		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	15cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		