








Scheda tecnica REF 78.14.40

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Codice | 78.14.40 | Kleinert Kutz pinza da presa per tendini | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 62467 | GTIN | 04046826157593 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-221 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg) | 0,038 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1 |
| Codice CND | L091305 | | |
| N° di repertorio | 277916 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | |   | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Altro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |