





Scheda tecnica REF 78.15.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	78.15.03	Larsen Pinza per tendini morso 10cm 3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826157623
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,011	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091305		
N° di repertorio	277920		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	10cm 3mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4024 (X15Cr13)		