





Scheda tecnica REF 78.20.06

20.02.2026

Dati generali			
Codice	78.20.06	Bunnell spoglia tendine6mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35380	GTIN	04046826157708
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-827
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,041	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	265577		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	6mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9)		