




## Scheda tecnica REF 78.22.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	78.22.50	Brand spoglia tendine rotondo50cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35380	GTIN	04046826157753
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-827
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,043	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	265587		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	50cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		