




Scheda tecnica REF 78.41.14

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice | 78.41.14 | Shepard espulsore Ø 8mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 12844 | GTIN | 04046826158132 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-846 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg) | 0,063 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK12-1 |
| Codice CND | L090401 | | |
| N° di repertorio | 420504 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 453.19.00 (Shepard osteotomi cilindrici Opuscolo) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | Ø 8mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |