







Scheda tecnica REF 78.50.12

20.02.2026

Dati generali			
Codice	78.50.12	Perno di dilatazione 5mm 18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37142	GTIN	04046826158255
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-215
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso netto (kg)	0,053	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	433662		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	5mm 18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		