







## Scheda tecnica REF 79.68.64

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                |                         |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| Codice  | 79.68.64   | splitter per cranio14cm        |                         |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN  | 44378  | GTIN                           | 04046826160463          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                     | 15-211                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg)   | 0,196  | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione | MPK24-1                 |
| Codice CND  |  |                                |                         |
| N° di repertorio  |  |                                |                         |
|       |  |                                |                         |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata           |                         |
|   |  |                                |                         |
| Misura  | 14cm   | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                |                         |
| Materiali   |  |                                |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                |                         |