





Scheda tecnica REF 79.68.88

20.02.2026

Dati generali			
Codice	79.68.88	oscillante sega elettrica per autopsia230V	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826311926
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	2,083	Istruzioni d'uso	G796888
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND	Z12130502		
N° di repertorio	242731		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	230V	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		