





## Scheda tecnica REF 80.75.01

20.02.2026

Dati generali			
Codice	80.75.01	Sigillo di chiusura con più lungo bar senza Indicatore di vapore	
Unità	cf./1000	Numero doganale	
GMDN	13730	GTIN	04046826498986
Classe di rischio	(EU MDD)	UMDNS-Code	13-730
Classe	(EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
<b>Condizioni di conservazione</b> Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		