






Scheda tecnica REF 87.30.92

20.02.2026

Dati generali			
Codice	87.30.92	cavo monopolare maschio/maschio protetto 3m 4mm	
Unità	pz.	Numero doganale	85446010
GMDN	60909	GTIN	04046826452773
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso netto (kg)	0,079	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	3m 4mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		