








## Scheda tecnica REF 87.30.95

20.02.2026

Dati generali			
Codice	87.30.95	cavo monopolare maschio/femmina3m	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35042	GTIN	04046826161453
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso netto (kg)	0,084	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12010980		
N° di repertorio	370209		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	3m	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		
<b>Manico</b>	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		