



Scheda tecnica REF 87.32.12

20.02.2026

Dati generali			
Codice	87.32.12	ago Elettrodo retto Ø 4.0mm P/5	
Unità	cf./5	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826496432
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	NIV
Codice CND	L1899		
N° di repertorio	312450		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 453.03.01 (Blepharoplasty - Strumenti per la blefaroplastica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 4.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9) PTFE (Polytetrafluorethylen)		