






## Scheda tecnica REF 87.33.51

20.02.2026

Dati generali			
Codice	87.33.51	prolunga elett esagonale 17.5cm Ø 4.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44683	GTIN	04046826162139
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	
Latex free	no	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	17.5cm Ø 4.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	2.0402 (CuZn40Pb2)		
Manico	PP_10%GF (Polypropylen_10%Glasfaser)		
Altro	PEEK (Polyetheretherketon )		