





Scheda tecnica REF 87.33.52

20.02.2026

Dati generali			
Codice	87.33.52	prolunga elett 17.5cm Ø 2.4mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826162146
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	NIV
Codice CND	L1899		
N° di repertorio	312482		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	17.5cm Ø 2.4mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Vite	PA (Polyamid)		
Altro	PTFE (Polytetrafluorethylen)		