







Scheda tecnica REF 87.33.80

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------|
| Codice | 87.33.80 | manico p elett dent Ø 1.6mm c cavo | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 60909 | GTIN | 04046826162221 |
| Classe di rischio | N.A. (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Classe | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,300 | Istruzioni d'uso | G873370 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | NIV |
| Codice CND | Z12010980 | | |
| N° di repertorio | 1164012 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | Ø 1.6mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Manico | PA (Polyamid) | | |
| Altro | 2.0060 (Cu-ETP) | | |