








Scheda tecnica REF 88.00.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.00.20	cavo di connessione bipolare (singular) Ø 12.5mm 3m	
Unità	pz.	Numero doganale	85446010
GMDN	35042	GTIN	04046826163167
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso netto (kg)	0,090	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12010980		
N° di repertorio	370213		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL) 451.06.28 (prospetto pinze bipolari antiaderenti)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	Ø 12.5mm 3m	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.0060 (Cu-ETP)		
Manico	PA (Polyamid)		
Altro	SI (Silicon_(Polysiloxane))		