








## Scheda tecnica REF 88.00.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.00.23	cavo di connessione bipolare (singular)Ø 8mm 3m	
Unità	pz.	Numero doganale	85446010
GMDN	35042	GTIN	04046826163198
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso netto (kg)	0,086	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.06.28 (prospetto pinze bipolari antiaderenti)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	Ø 8mm 3m	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.0060 (Cu-ETP)		
Altro	PP_20%GF (Polypropylen_20%Glasfaser)		