







## Scheda tecnica REF 88.00.28

20.02.2026

| Dati generali  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
| Codice   | 88.00.28   | cavo di connessione bipolare (singular) Ø 4mm 3m |                    |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                                  | 85446010           |
| GMDN   | 60909  | GTIN   | 04046826427436     |
| Classe di rischio  | 1 (EU MDR)   | UMDNS-Code                                       | 11-493             |
| Classe   | 1 (EU MDR)   | Base UDI-DI                                      | 4046826;N002;06;X6 |
| Peso netto (kg)  | 0,080  | Istruzioni d'uso                                 | GATDN00X           |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione                   |                    |
| Codice CND   |  |  |                    |
| N° di repertorio   |  |  |                    |
|        |  |  |                    |
| Medicon media  | 450.00.37 (catalogo ORL )  |  |                    |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata                             |                    |
|   |  |  |                    |
| Misura   | Ø 4mm 3m   | Rivestimento                                     |                    |
| Condizioni di conservazione  |  |  |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |  |                    |
| Materiali  |  |  |                    |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)                                  |  |                    |
| Corpo<br>Altro   | SI (Silicon_(Polysiloxane) )<br>PP_20%GF (Polypropylen_20%Glasfaser) |  |                    |