







## Scheda tecnica REF 88.00.29

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.00.29	cavo di connessione bipolare (singular)Ø 4mm 5m	
Unità	pz.	Numero doganale	85446010
GMDN	35042	GTIN	04046826427443
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Peso netto (kg)	0,119	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 4mm 5m	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	SI (Silicon_(Polysiloxane) ) PP_20%GF (Polypropylen_20%Glasfaser)		