






Scheda tecnica REF 88.07.13

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|--|---|--|
| Codice | 88.07.13 | bipolare (singular) non-stick pinza retto20cm 1.0mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 47848 | GTIN | 04046826423674 |
| Classe di rischio | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-502 |
| Classe | 9 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,034 | Istruzioni d'uso | G880702 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK10 |
| Codice CND | K020199 | | |
| N° di repertorio | 723976 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.06.28 (prospetto pinze bipolari antiaderenti) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 20cm 1.0mm | Rivestimento | Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Altro | 1.4021 (X20Cr13) SILBER_800 (AgCu_80-20) | | |