



Scheda tecnica REF 88.07.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.07.23	bipolare (singular) non-stick pinza retto 24cm 1.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826434458
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,073	Istruzioni d'uso	G880702
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK10
Codice CND	K020199		
N° di repertorio	723980		
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.06.28 (prospetto pinze bipolari antiaderenti)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	24cm 1.0mm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4021 (X20Cr13) SILBER_800 (AgCu_80-20)		