





## Scheda tecnica REF 88.08.09

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.08.09	bipolare (singular) non-stick baionetta pinza retto22cm 1.3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826423766
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,039	Istruzioni d'uso	G880702
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK10
Codice CND	K020199		
N° di repertorio	723998		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.06.28 (prospetto pinze bipolari antiaderenti)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	22cm 1.3mm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4021 (X20Cr13) SILBER_800 (AgCu_80-20)		