



Scheda tecnica REF 88.08.93

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.08.93	bipolare (singular) non-stick baionetta pinza retto angolata verso l'alto 18cm 1.0mm 45°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826435363
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,032	Istruzioni d'uso	G880702
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK10
Codice CND	K020199		
N° di repertorio	724014		
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.06.28 (prospetto pinze bipolari antiaderenti)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18cm 1.0mm 45°	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	SILBER_800 (AgCu_80-20)		