






## Scheda tecnica REF 88.17.07

20.02.2026

| Dati generali  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| Codice   | 88.17.07   | pinza bipolare 16.5cm ang acu  |  |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                | 90189084   |
| GMDN   | 47848  | GTIN                           | 04046826163303   |
| Classe di rischio  | 2b (EU MDD)  | UMDNS-Code                     | 11-502   |
| Classe   | 9 (EU MDD)   | Base UDI-DI                    |  |
| Peso netto (kg)  | 0,031  | Istruzioni d'uso               | G880702  |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione | MPK02  |
| Codice CND   | K020199  |                                |  |
| N° di repertorio   | 279708   |                                |  |
|   |  |                                |  |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |                                |  |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata           |  |
|   |  |                                |  |
| Misura   | 16.5cm   | Rivestimento                   | Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori |
| Condizioni di conservazione  |  |                                |  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |                                |  |
| Materiali  |  |                                |  |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |                                |  |
| Corpo<br>Altro   | 1.4021 (X20Cr13)<br>PTFE (Polytetrafluorethylen)   |                                |  |