






## Scheda tecnica REF 88.20.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.20.18	bipolare (singular) pinza angolata verso il basso smussato 20.0cm 2mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163419
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,033	Istruzioni d'uso	G880702
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	K020199		
N° di repertorio	279780		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL )		
<b>Immagine completa</b>		<b>Immagine dettagliata</b>	
 			
Misura	20.0cm 2mm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
<b>Condizioni di conservazione</b>			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
<b>Materiali</b>			
	<b>N° di materiale (Denominazione DIN)</b>		
<b>Corpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Altro</b>	PTFE (Polytetrafluorethylen)		