




Scheda tecnica REF 88.24.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.24.03	pinza bipolare bai 24.0cm acu 0.3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163471
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	G880702
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	K020199		
N° di repertorio	279786		
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	24.0cm sp 0.3mm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	PTFE (Polytetrafluorethylen)		