






## Scheda tecnica REF 88.70.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.70.05	bipolare (singular) pinza baionetta appuntito19.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163730
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,044	Istruzioni d'uso	G880702
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	K020199		
N° di repertorio	279817		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia ) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	19.0cm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4021 (X20Cr13) PTFE (Polytetrafluorethylen)		