






Scheda tecnica REF 88.70.38

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.70.38	bipolare (singular) pinza baionetta angolata verso l'alto smussato 19.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163761
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,027	Istruzioni d'uso	G880702
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	K020199		
N° di repertorio	279820		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	19.0cm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4021 (X20Cr13) PTFE (Polytetrafluorethylen)		