




Scheda tecnica REF 88.70.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.70.50	pinza bipolare 17cm ang acu 0.3mm rt	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826458393
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	G880702
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	17cm sp 0.3mm ger	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4021 (X20Cr13) PEEK (Polyetheretherketon)		