





Scheda tecnica REF 88.80.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.80.05	cannula irrigaz Ø 5mm 33cm LL c valvola a tromba	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826163815
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,053	Istruzioni d'uso	G888005
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A019001		
N° di repertorio	420452		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 5mm 33cm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 2.0401 (CuZn39Pb3)		