





Scheda tecnica REF 88.80.13

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.80.13	asta d'elett p 88.80.12	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163884
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,013	Istruzioni d'uso	G888010
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1899		
N° di repertorio	313234		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		