





## Scheda tecnica REF 88.80.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.80.16	tubo p asta p pinza bipolare	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163914
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,037	Istruzioni d'uso	G888010
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1899		
N° di repertorio	313237		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
<b>Condizioni di conservazione</b>			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
<b>Materiali</b>			
	<b>N° di materiale (Denominazione DIN)</b>		
<b>Corpo</b>	PPSU (Polyphenylsulfon)		