





Scheda tecnica REF 88.80.39

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Codice | 88.80.39 | pinza p coag bipol sottile | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 32684 | GTIN | 04046826307967 |
| Classe di rischio | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-502 |
| Classe | 9 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,200 | Istruzioni d'uso | G888038 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK02 |
| Codice CND | L1204 | | |
| N° di repertorio | 723877 | | |
|  | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | | Rivestimento | Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |
| Manico | PEEK (Polyetheretherketon) | | |
| Altro | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |