




## Scheda tecnica REF 88.80.41

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.80.41	manico solo p pinza p coag bipol	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32684	GTIN	04046826307981
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,103	Istruzioni d'uso	G888038
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1204		
N° di repertorio	723879		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	PEEK (Polyetheretherketon )		
<b>Vite</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Altro</b>	1.4310 (X10CrNi18-8)		