





Scheda tecnica REF 88.80.44

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.80.44	elett c punta ondulata 34cm p pinza p coag bipol	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826308018
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,069	Istruzioni d'uso	G888038
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1899		
N° di repertorio	312575		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	34cm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4310 (X10CrNi18-8) PEEK (Polyetheretherketon)		