






## Scheda tecnica REF 88.90.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.90.20	Binner bipolare (singular) Elettrodo18.5cm for Nasenmuschel	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826164089
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	15-579
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	G870002
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1899		
N° di repertorio	312536		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		