



Scheda tecnica REF 88.90.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	88.90.40	Binner bipolare (singular) Elettrodo curva30cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826164119
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	15-579
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	G870002
Latex free		Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1899		
N° di repertorio	312539		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 451.04.65 (prospetto Thora MIC chirurgia thoracoscop mini inv)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		