



Scheda tecnica REF 906.92.01

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Codice | 906.92.01 | universale scaffale di stoccaggio piccolo F1 TraceID | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 12143 | GTIN | 04046826413163 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 00-000 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N003;03;X8 |
| Peso netto (kg) | 0,051 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| | | | |